

Instrukcja pielęgnacji i użytkowania okularów filtrujących promieniowanie (Tag 10, Rev D)

TWOJE OKULARY CHRONIĄCE PRZED PROMIENIOWANIEM SĄ TUTAJ!

Aplikacja:

Te radiologiczne okulary ochronne są przeznaczone do stosowania jako środki ochrony indywidualnej do ochrony przed narażeniem na promieniowanie. Zostały wykonane tak, aby zminimalizować narażenie na rozproszone promieniowanie z medycznego promieniowania rentgenowskiego, zapewniając bezpieczeństwo przy każdym spojrzeniu. Soczewki zapewniają równoważność przewodu 0,75 mm Pb Eq przy 150 kV. Osłony boczne, jeśli są dołączone, zapewniają ekwiwalent przewodu co najmniej 0,50 mm.



UWAGA:

Zainstalowane soczewki nie są odporne na uderzenia. Dlatego jeśli wymagana jest ochrona przed uderzeniami, należy używać odpornych na uderzenia gogli.

Składowanie:

Gdy nie są używane, okulary powinny znajdować się w etui ochronnym z soczewkami skierowanymi do góry. Idealne jest chłodne i suche środowisko o niskiej wilgotności względnej i minimalnych wahaniach temperatury.

Czyszczenie/dezynfekcja:

NIE wylewaj autoklawu. NIGDY nie używaj środków czyszczących na bazie amoniaku lub chloru.

- **Czyszczenie soczewek**
 - **Podczas czyszczenia NIE wykonuj ruchów okrężnych, ponieważ może to uszkodzić nałożone powłoki.**
 - **Soczewki niepowlekane**
 - Nie używaj żadnych detergentów ani mydeł zawierających mikrogranulki lub piasek. Zalecany jest antybakteryjny detergent lub mydło do rąk wolne od tych dodatków.
 - Umieść okulary pod czystą bieżącą wodą i delikatnie pocieraj soczewki w linii prostej, aby usunąć brud.
 - Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki do wysuszenia soczewek.
 - Można również stosować dostępne w handlu chusteczki do soczewek na bazie alkoholu.
 - **Soczewki przeciwmgielne**
 - **Alkohol spowoduje degradację powłoki przeciwmgielnej. NIE UŻYWAĆ.**
 - Nie używaj żadnych detergentów ani mydeł zawierających mikrogranulki lub piasek. Zalecany jest antybakteryjny detergent lub mydło do rąk wolne od tych dodatków.
 - Rozważ użycie bezalkoholowych chusteczek do soczewek jako alternatywy dla antybakteryjnego detergentu lub mydła do rąk.
 - Za pomocą lekkiego nacisku dokładnie wyczyść oprawkę i soczewki, pocierając w liniach prostych.
 - Do suszenia soczewek po czyszczeniu zalecana jest ściereczka z mikrofibry.

○ **Soczewki antyrefleksyjne**

- **Alkohol spowoduje degradację powłoki antyrefleksyjnej. NIE UŻYWAĆ.**
- Nie używaj żadnych detergentów ani mydeł zawierających mikrogranulki lub piasek. Zalecany jest antybakteryjny detergent lub mydło do rąk wolne od tych dodatków.
- Umieść okulary pod czystą bieżącą wodą i delikatnie pocieraj soczewki w linii prostej, aby usunąć brud.
- Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki do wysuszenia soczewek.

Nosić

- Powstrzymaj się od umieszczania okularów na czubku głowy - są one zazwyczaj szersze niż twarz i mogą rozciągać oprawkę.
- **NIE naciskaj na nos**, ponieważ może go zniekształcić; wyreguluj go przed założeniem okularów.
- Użyj obu rąk, aby zdjąć okulary, aby utrzymać ich prawidłowe ustawienie.

UWAGA:

Zainstalowane soczewki nie są odporne na uderzenia. Dlatego jeśli wymagana jest ochrona przed uderzeniami, należy używać odpornych na uderzenia gogli.

Konserwacja:

Sprawdź okulary przed każdym użyciem. Jeśli soczewki zostaną wyszczerbione, podziurawione lub w inny sposób uszkodzone, **natychmiast przestań ich używać i skontaktuj się z dystrybutorem lub opiekunem klienta w celu uzyskania instrukcji.** Konserwacja przez użytkownika końcowego ogranicza się do dokręcenia zawiasów.

Dyspozycji:

Ponieważ okulary Burlington Medical zawierają soczewki ołowiowe, uszkodzone lub uszkodzone okulary **MUSZĄ** być utylizowane, przestrzegając stanowych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Burlington będzie świadczyć usługi naprawy okularów przez 2 lata od daty zakupu. Dostępny rodzaj naprawy jest ograniczony do okularów zakupionych w Burlington. Ceny i dostępne naprawy różnią się w zależności od stylu i wykonywanych napraw. Wszystkie zwroty muszą zostać autoryzowane przed zwrotem przedmiotu. Numer RMA jest ważny przez 30 dni od daty wydania. Wymagany będzie numer seryjny i powód naprawy. Burlington wymieni jeden obiektyw; Jeśli jednak obie soczewki wymagają wymiany, należy zakupić nową parę okularów.

Burlington Medical udziela 1-letniej gwarancji na oprawkę i soczewki okularów oraz zaleca coroczną kontrolę okularów.

Wymiana okularów na okulary nie powinna być konieczna, jeśli okulary są używane i odpowiednio pielęgnowane.

Okulary ze **CE** znakiem 0598 są certyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 przez jednostkę notyfikowaną nr 0598: SGS Fimko Oy, LTD., Sarkiniementie 3, 0211 Helsinki, Finlandia.

Okulary ze **UK0120** znakiem są certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem 2016/425 wprowadzonym do Wielkiej Brytanii i zmienionym przez jednostkę notyfikowaną nr 0120: SGS UK, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, UK CH65 3EN.



Wyprodukowano w USA przez Burlington Medical, LLC:

Lokalizacja produkcji:

700 Thimble Shoals Blvd., Apartament 112
Newport News, VA 23606

Biuro firmy:

600 Thimble Shoals Blvd., Apartament 200
Newport News, VA 23606

Informacje kontaktowe:

Telefon: 1-800-221-3466

Faks: 1-800-455-8012

Biuro Obsługi Klienta: info@burmed.com

Strona internetowa: www.burmed.com

Deklarację zgodności UE/UKCA można znaleźć na stronie internetowej Burlington Medical pod adresem www.burmed.com. Wybierz "Zasoby", a następnie "SDS, certyfikaty i deklaracje zgodności".

Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, o którym w stanie Kalifornia wiadomo, że powoduje raka i wady wrodzone lub inne uszkodzenia układu rozrodczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.p65warnings.ca.gov.