

## Instrukcje pielęgnacji i stosowania okularów filtrujących promieniowanie (Tag 10, Rev F)

### TWOJE OKULARY PRZECIW PROMIENIOWANIU SĄ TUTAJ!

#### Zastosowanie:

Te radiologiczne szkła ochronne są przeznaczone do stosowania jako urządzenia ŚOO chroniące przed ekspozycją na promieniowanie. Są one tworzone tak, aby minimalizować narażenie na promieniowanie rozproszone z medycznych zdjęć rentgenowskich, zapewniając Twoje bezpieczeństwo przy każdym spojrzeniu na Ciebie. Obiektywy zapewniają równowagę ołowiu na poziomie 0,75 mm Pb Eq przy 150 kV. Osłony boczne, jeśli są uwzględnione, zapewniają minimalną równowagę ołowiu 0,50 mm.



#### **UWAGA:**

**Zamontowane obiektywy nie są odporne na uderzenia. Dlatego jeśli wymagana jest ochrona przed uderzeniami, należy stosować okulary odporne na uderzenia.**

Soczewki ochronne przed promieniowaniem wykonane są ze specjalistycznego szkła ołowiowego, które tłumi promieniowanie rozpraszające. W przeciwieństwie do standardowych soczewek, tego szkła nie da się utwardzić bez naruszania ochrony, dlatego jest bardziej podatne na odpryskiwanie.

Obchodz się z nimi ostrożnie, aby zachować integralność i ochronę.

#### Przechowywanie:

Gdy okulary nie są używane, powinny być w ochronnym etui z soczewkami skierowanymi do góry. Idealne jest chłodne i suche środowisko o niskiej wilgotności względnej i minimalnych wahaniami temperatur.

#### Czyszczenie/Dezynfekcja:

**NIE korzystaj z autoklawu. NIGDY nie używaj środków czyszczących na bazie amoniaku ani chloru.**

- **Czyszczenie obiektywów**
  - **NIE używaj ruchów okrężnych podczas czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić nałożone powłoki.**
  - **Obiektywy niepowlekanne**
    - Nie używaj detergentów ani mydeł zawierających mikrogranulki lub żwirek. Zaleca się detergent antybakteryjny lub mydło do rąk wolne od tych dodatków.
    - Połóż okulary pod czystą, płynącą wodą i delikatnie pocieraj soczewki prostymi liniami, aby usunąć brud.
    - Użyj miękkiej, wolnej od kłaczek ściereczki do wysuszenia soczewek.
    - Można również używać komercyjnie dostępnych chusteczek na bazie alkoholu.
  - **Soczewki przeciwmgielne**
    - **Alkohol zniszczy powłokę przeciwmgielną. NIE UŻYWAJ.**
    - Nie używaj detergentów ani mydeł zawierających mikrogranulki lub żwirek. Zaleca się detergent antybakteryjny lub mydło do rąk wolne od tych dodatków.
    - Rozważ użycie chusteczek do soczewek bez alkoholu jako alternatywy dla detergentów antybakteryjnych lub mydła do rąk.
    - Używając lekkiego nacisku, dokładnie wyczyść oprawkę i soczewki, pocierając prostymi liniami.
    - Zaleca się użycie ściereczki z mikrofibry do suszenia soczewek po czyszczeniu.

- **Obiektywy antyrefleksyjne**
  - **Alkohol zniszczy powłokę antyrefleksyjną. NIE UŻYWAJ.**
  - Nie używaj detergentów ani mydeł zawierających mikrogranulki lub żwirek. Zaleca się detergent antybakteryjny lub mydło do rąk wolne od tych dodatków.
  - Umieść okulary pod czystą, płynącą wodą i delikatnie pocieraj soczewki w prostych liniach, aby usunąć brud.
  - Użyj miękkiej, wolnej od kłaczek ściereczki do wysuszenia soczewek.

### Zużycie

- Powstrzymaj się od zakładania okularów na czubek głowy — są one zazwyczaj szersze niż twarz i mogą rozciągać oprawkę.
- **NIE naciskaj na nos**, bo może go zniekształcić; wyreguluj go przed założeniem okularów.
- Użyj obu rąk, aby zdejmować okulary, aby utrzymać ich prawidłowe ustawienie.

### **UWAGA:**

**Zamontowane obiektywy nie są odporne na uderzenia. Dlatego jeśli wymagana jest ochrona przed uderzeniami, należy stosować okulary odporne na uderzenia.**

### Konserwacja:

Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź okulary. Jeśli obiektywy ulegną odprysknięciom, wgłębieniom lub uszkodzeniom, **natychmiast zakończ ich używanie i skontaktuj się z dystrybutorem lub opiekunem klienta w celu uzyskania instrukcji**. Konserwacja użytkownika końcowego ogranicza się do dokręcania śrub zawiasów.

### Utylizacja:

Ponieważ okulary Burlington Medical zawierają ołowiane soczewki, uszkodzone lub uszkodzone okulary **MUSZĄ** być utylizowane zgodnie z przepisami stanowymi i lokalnymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Burlington będzie świadczyć usługi naprawy okularów przez 2 lata od daty zakupu. Rodzaj naprawy dostępny jest ograniczony do okularów kupionych w Burlington. Ceny i dostępne naprawy różnią się w zależności od stylu i wykonywanych napraw. Wszystkie zwroty muszą być autoryzowane przed zwrotem produktu. Numer RMA jest ważny przez 30 dni od daty wydania. Potrzebny będzie numer seryjny oraz powód naprawy. Burlington wymieni jedną soczewkę; jednak jeśli obie soczewki wymagają wymiany, należy kupić nową parę okularów.

Burlington Medical zapewnia roczną gwarancję na oprawki i soczewki okularów oraz zaleca coroczne przeglądy okularów.

Wymiana okularów nie powinna być konieczna, jeśli okulary są używane i odpowiednio dbane.

Okulary z **CE** oznaczeniem 0598 są certyfikowane zgodnie z Regulacją (UE) 2016/425 przez Jednostkę Powiadomioną nr 0598: SGS Fimko Oy, LTD., Sarkiniementie 3, 02111 Helsinki, Finlandia.



Składane w USA z importowanych komponentów przez Burlington Medical, LLC:

Lokalizacja produkcji:

700 Thimble Shoals Blvd., apartament 112  
Newport News, VA 23606

Biuro korporacyjne:

600 Thimble Shoals Blvd., Suite 200  
Newport News, VA 23606

Dane kontaktowe:

Telefon: 1-800-221-3466

Faks: 1-800-455-8012

Obsługa klienta: [info@burmed.com](mailto:info@burmed.com)

Strona internetowa: [www.burmed.com](http://www.burmed.com)

Deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej Burlington Medical pod adresem [www.burmed.com](http://www.burmed.com). Wybierz "Zasoby", a następnie "SDS, certyfikaty i deklaracje zgodności".

Ten produkt może narażać użytkownika na działanie chemikaliów, w tym ołowiu, który jest znany w stanie Kalifornia jako czynnik powodujący nowotwory, wady wrodzone lub inne szkody rozrodcze. Więcej informacji znajdziesz na [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).