

Instrucciones de cuidado y uso de las gafas con filtro de radiación (etiqueta 10, rev D)

¡TUS GAFAS QUE CONTRA LA RADIACIÓN ESTÁN AQUÍ!

Aplicación:

Estas gafas de protección radiológica están diseñadas para ser utilizadas como dispositivos EPI para la protección contra la exposición a la radiación. Están diseñadas para minimizar la exposición a la radiación dispersa de los rayos X médicos, lo que garantiza su seguridad en cada mirada. Las lentes proporcionan una equivalencia de plomo de 0,75 mm Pb Eq a 150 kV. Los protectores laterales, si están incluidos, proporcionan una equivalencia mínima de plomo de 0,50 mm.



PRECAUCIÓN:

Estas lentes no son resistentes a los impactos. Por lo tanto, si es lo que necesita debe usar lentes especiales contra impactos.

Almacenamiento:

Cuando no se estén usando, las gafas deben estar en el estuche protector con las lentes hacia arriba. Lo ideal es un ambiente fresco y seco con baja humedad relativa y fluctuaciones mínimas de temperatura.

Limpieza/Desinfección:

NO uso de autoclave. NUNCA use limpiadores a base de amoníaco o cloro.

- **Limpieza de lentes**
 - **NO haga movimientos circulares mientras limpia, ya que puede dañar los recubrimientos aplicados.**
 - **Lentes sin recubrimiento**
 - No utilice ningún detergente o jabón que contenga microperlas o arenilla. Se recomienda un detergente antibacteriano o jabón de manos libre de estos aditivos.
 - Coloque las gafas bajo agua corriente limpia y frote suavemente las lentes en línea recta para eliminar la suciedad.
 - Utilice un paño suave que no suelte pelusa para secar las lentes.
 - También se pueden usar toallitas para lentes a base de alcohol disponibles en el mercado.
 - **Lentes antivaho**
 - **El alcohol degradará el revestimiento antivaho. NO UTILIZAR.**
 - No utilice ningún detergente o jabón que contenga microperlas o arenilla. Se recomienda un detergente antibacteriano o jabón de manos libre de estos aditivos.
 - Considere usar toallitas para lentes sin alcohol como alternativa al detergente antibacteriano o al jabón de manos.
 - Con una ligera presión, limpie a fondo la montura y las lentes, frotando en líneas rectas.
 - Se recomienda un paño de limpieza de microfibra para secar las lentes después de la limpieza.
 - **Lentes antirreflectantes**
 - **El alcohol degradará el recubrimiento antirreflectante. NO UTILIZAR.**
 - No utilice ningún detergente o jabón que contenga microperlas o arenilla. Se recomienda un detergente antibacteriano o jabón de manos libre de estos aditivos.
 - Coloque las gafas bajo el chorro de agua limpia y frote suavemente las lentes en línea recta para eliminar la suciedad.
 - Utilice un paño suave que no suelte pelusa para secar las lentes.



Llevar

- No coloque las gafas en la parte superior de la cabeza, ya que generalmente es más ancha que la cara y puede agrandar la montura.
- **NO empuje la pieza de la nariz** ya que puede distorsionarla; ajústela antes de ponerse las gafas.
- Use ambas manos para quitar las gafas y mantener su alineación adecuada.

PRECAUCIÓN:

Las lentes no son resistentes a los impactos. Por lo tanto, si es lo que necesita debe usar lentes especiales contra impactos.

Mantenimiento:

Examine las gafas antes de cada uso. En caso de que las lentes se astillen, piquen o se dañen de alguna manera, deje de **usarlas inmediatamente y comuníquese con su distribuidor o gerente de cuentas para obtener instrucciones**. El mantenimiento del usuario final se limita al ajuste de los tornillos de las bisagras.

Disposición:

Dado que las gafas Burlington Medical contienen lentes de plomo, las gafas dañadas o rotas **DEBEN** desecharse cumpliendo con las Regulaciones estatales y locales de eliminación de desechos peligrosos.

Burlington proporcionará servicios de reparación de gafas durante 2 años a partir de la fecha de compra. El tipo de reparación disponible se limita a las gafas compradas en Burlington. Los precios y las reparaciones disponibles varían según el estilo y las reparaciones que se realicen. Todas las devoluciones deben ser autorizadas antes de devolver el artículo. Un número de RMA es válido durante 30 días a partir de la fecha de emisión. Se requerirá el número de serie y el motivo de la reparación. Burlington reemplazará una lente; Sin embargo, si es necesario reemplazar ambas lentes, se debe comprar un nuevo par de lentes.

Burlington Medical ofrece una garantía de 1 año para las monturas y lentes de las gafas y recomienda que las gafas se inspeccionen anualmente.

Los reemplazos de las gafas no deberían ser necesarios si las gafas se usan y cuidan adecuadamente.

Las gafas con la **CE** marca 0598 están certificadas según el Reglamento (UE) 2016/425 por el Organismo Notificado n.º 0598: SGS Fimko Oy, LTD., Sarkiniementie 3, 0211 Helsinki, Finlandia.

Las gafas con la **UK** 0120 marca están certificadas según el Reglamento 2016/425 tal y como se introdujeron en el Reino Unido y modificadas por el Organismo Notificado n.º 0120: SGS UK, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, UK CH65 3EN.

Fabricado en los EE. UU. por Burlington Medical, LLC:

Lugar de fabricación:

700 Thimble Shoals Blvd., Suite 112

Noticias de Newport, VA 23606

Oficina Corporativa:

600 Thimble Shoals Blvd., Suite 200

Noticias de Newport, VA 23606

Información de contacto:

Teléfono: 1-800-221-3466

Fax: 1-800-455-8012

Servicio al cliente: info@burmed.com

Sitio web: www.burmed.com



La Declaración de conformidad de la UE/UKCA se puede encontrar en el sitio web de Burlington Medical en www.burmed.com. Seleccione "Recursos" y, a continuación, "SDS, certificados y declaraciones de conformidad".

Este producto podría exponer al usuario a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.p65warnings.ca.gov.